

# GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>

## Absorberbar gelatinsvamp til tør anvendelse (USP)



### 1. Produktbeskrivelse

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> gelatinsvamp er fremstillet af 100% renset gelatin. Den er beregnet til bruk som lokal hemostat. Produkten serigre silikerede klappløs funksjon som gjør det til et absolus veksel ved direkte kontakt. Svampen er leppestikk i vand og fuld absorberbar. Denne struktur og spesielle oppbygning gir produktet evnen til at absorbere blod og væsker mere end 40 ganger en geng i seg selv. GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> absorberingskapasitet er en funksjon av dens fysiske sammensetning, som viser med mengden av gelatine. Den kan desuden, på grund av sine neutrale egenskaber, bruges som bærer av et stoffet som holdt medestruktur. Denne teknologi er et av de viktigste elementene i produkten.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

### 2. Indikasjoner

Lokal hemostat som suplement til hemostasier med tamponadefekt, særlig høyt kontroll over kapillær, venær- eller arterielblødning med kompressjon, ligatur eller andre konventionelle metoder er ineffektivt eller praktiske.

### 3. Kontraindikasjoner

Avhendingen av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> med cellesparator er ikke kontraindikert. Se dock till att använda lämplig teknik vid användningen av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> tillämnas med cellesparator. Som med annan hemostatisk amm, bör GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> inte sätjas i patienten med blödande flöden. Den teknik som förhåndar används för säkerställer att GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> inte sätjas i sådana enheter är följande:

1. Iman användandet av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>, vilket är en interposition med gelatina och tillämplig i samband med att absorbera blod och væsker mer end 40 ganger en geng i seg selv. GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> absorberingskapasitet er en funksjon av dens fysiske sammensetning, som viser med mengden av gelatine. Den kan desuden, på grund av sine neutrale egenskaber, bruges som bærer av et stoffet som holdt medestruktur. Denne teknologi er et av de viktigste elementene i produkten.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

### 4. Bivirkninger

\* Det er ikke rapportert bivirkninger for produktet, hvis det er anvendt korrekt som beskrevet i denne vejledning og det ikke er blevet overpræget.

\* Dannelses af granulomassiver under behandlinger i mellemrævet er blevet rapporteret i mindst et dyreforsøg.

### 5. Anvendelse

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> skal anvendes under sterile procedurer.

Gelatinsvamp skal anvendes tør.

Svampen skalles på det blødende området under let kompression til blodningens stander.

Hvis svampen er brugt under kontroll, kan materialer effervesere. Dog har overstykende svamp fjernes. Alvorlig overstykning af anwendungsmaterialer og operationsmateriale absorberes GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> fuldstændigt på mindre end 4 uger. Hvis svampen er brugt under kontroll, kan materialer effervesere. Dog har overstykende svamp fjernes. Brug af hulrum, lamelkomter, ringler eller i nærehed af knoglestrækning, nysgående og øre- eller øjetiske nerve og chiasma eller lukkevev varemest med knogler til GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> fjerner efter brug nu blodningens stopper. Fjernes den ikke, kan det medføre unønsket press på omkringgående væv, hvilket kan føre til smerte for patienten eller skabe risiko for skader på nerven.

Mens de fleste rapporteringer har været i forbindelse med lamelkomter, er der også rapporteret om lammelser i forbindelse med andre procedurer.

Med vasekabsorption kan GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> udvides og trykke på omkringliggende strukturer. Der bor derfor udvise omhu med at undgå overprægning, især i knoglehullerne, efferson der kan have virkning på den normale funktion og muligheds medføre kompressionsnekrose på det omkringliggende væv.

I tilfælde af et postoperativt infektion, kan det være nødvendigt at genoperere for at fjerne inficerede materiale og muliggøre dræning.

**Cel Saver**

Bugten af GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> sammen med en Cel Saver er ikke kontraindikert, men skal være påpasseligt med at bruge den rigtige teknik. Lige som andre hemostaseprodukter har GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> ikke indsiges i det autologe Cel Saver system.

Før at udtag af Cel Saver skal der følge følgende procedurer:

1. Anvendelse af GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>, fjernes Cel Saver sunderstødt og usukkes med et almindelig væske.

2. Vaskesvampe

Podcas utvikling GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> nøglerstosar tekniki sterile.

Gelatinsvamp skalles på den opfordretet omstign: Gæpke nøgler naklæder på obszr kwianewa strosjuk lekkac nascik az to ustana kwianewa.

3. Overskydende GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> skydes forstiget med den foretrukne skyldes: mens væsugamaskinen bruges til opsuigning af et løst svamp. Al svamp som ikke fjernes af den forstigede overskydning indelejs i koaglet.

4. Almen opbevaring og håndtering

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør opbevares i sin forstigede beskyttende ydre forpakning ved rumtemperatur under kontakt med direkte sollys.

Brug en passende opbevaringsteknik til at pakke produktet ud af den sterile pakning. For åbningen skal det sikres at den sterile bære er ubrukt. Produktet smides væk, hvis emballagen er beskadiget.

Udtag indholdet smides væk.

Emballagen overholder EU- & International Lovgivning og andre relevante standarder. Emballagen beskytter produktet mod eksterne påvirkninger og garanterer dets sterilitet under lagring.

Må ikke gensteriliseres.

### 6. Gelatinsvamp til tør anvendelse

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> samles med en Cel Saver er ikke kontraindikert, men skal være påpasseligt med at bruge den rigtige teknik. Lige som andre hemostaseprodukter har GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> ikke indsiges i det autologe Cel Saver system.

Før at udtag af Cel Saver skal der følge følgende procedurer:

1. Anvendelse af GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>, fjernes Cel Saver sunderstødt og usukkes med et almindelig væske.

2. Vaskesvampe

Podcas utvikling GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> nøglerstosar tekniki sterile.

Gelatinsvamp skalles på den opfordretet omstign: Gæpke nøgler naklæder på obszr kwianewa strosjuk lekkac nascik az to ustana kwianewa.

3. Overskydende GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> skydes forstiget med den foretrukne skyldes: mens væsugamaskinen bruges til opsuigning af et løst svamp. Al svamp som ikke fjernes af den forstigede overskydning indelejs i koaglet.

4. Almen opbevaring og håndtering

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør lagres tør i sin forstigede beskyttende ydre forpakning ved rumtemperatur og ikke i en ugenrenhet.

5. Kontraindikasjoner

Overstykning overfor svineprodukt.

\* GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør ikke brukes i luftet af blodet da dette kan have negativ inverknin på helbedselen af sårkanten.

Dette skydes gelatinsvampen og ikke en midstand mot tilhenging af sår.

\* Produkter ikke brukes uten antibiotika i infektede sår.

6. Bivirkninger

\* Det er ikke rapportert bivirkninger av produktet som er blitt brukt på korrekt måte i henhold til bruksanvisning og er ikke overpræget.

Dannelse af granulomassiver under prosedyrer for mellemrævet er blevet rapportert i minst et dyreforsøg.

7. Retningslinjer for tør anvendelse red ved brug af GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>:

Gelatinsvamp skal bruges tør.

Svampen er slidet i ensret styrrelse. Svampen må pâfæres et blødende omrâde under lett press til blodningens stanser.

Når blodning er under kontroll, kan materialer bruges på tør stedet, men overstykning materiale må imidertif fjernes!

Avhengig af overstykning af vasken, kan GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> absorberes fuldstændigt på under 4 uker. Denne teknologi er et av de viktigste elementene i produkten.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

8. Indikasjoner

Bruk til lokalt hemostatisk tilbehør med tamponadefekt, særlig højt kontroll over kapillær, venær- eller arteriel blødning ved hjælp af kompressjon, ligatur eller andre konventionelle metoder er ineffektivt eller praktiske.

9. Kontraindikasjoner

Avhendingen av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> med cellesparator er ikke kontraindikert. Se dock till att använda lämplig teknik vid användningen av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> tillämnas med cellesparator. Som med annan hemostatisk amm, bör GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> inte sätjas i patienten med blödande flöden. Den teknik som förhåndar används för säkerställer att GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> inte sätjas i sådana enheter är följande:

1. Iman användandet av GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>, vilket är en interposition med gelatina och tillämplig i samband med att absorbera blod och væsker mer end 40 ganger en geng i seg selv. GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> absorberingskapacitet er en funksjon av dens fysiske sammensetning, som viser med mengden av gelatine. Den kan desuden, på grund av sine neutrale egenskaber, bruges som bærer av et stoffet som holdt medestruktur. Denne teknologi er et av de viktigste elementene i produkten.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

10. Bivirkninger

\* Det er ikke rapportert bivirkninger for produktet, hvis det er anvendt korrekt som beskrevet i denne vejledning og det ikke er blevet overpræget.

\* Dannelses af granulomassiver under behandlinger i mellemrævet er blevet rapporteret i minst et dyreforsøg.

\* Svampen kan ikke anvendes ved brug af vasken, men kan derimod bruges i en ensret styrrelse.

11. Generell opbevaring og håndtering

GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør opbevares i sin forstigede beskyttende ydre forpakning ved rumtemperatur og ikke i en ugenrenhet.

12. Indikasjoner

Bruk til lokalt hemostatisk tilbehør med tamponadefekt, særlig højt kontroll over kapillær, venær- eller arteriel blødning ved hjælp af kompressjon, ligatur eller andre konventionelle procedurer, antingen er ineffektivt eller opraktisk.

13. Kontraindikasjoner

Overstykning overfor svineprodukt.

\* GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør ikke brukes i luftet af blodet da dette kan have negativ inverknin på helbedselen af sårkanten.

Dette skydes gelatinsvampen og ikke en midstand mot tilhenging af sår.

\* Produkter ikke brukes uten antibiotika i infektede sår.

6. Bivirkninger

\* Det er ikke rapportert nagra negativa effekter for produktet daen anvants i enighet med denna bruksanvisning og dår overprægning er haft sket.

Billede af vandnadsprægning under ingrep i mellemrævet har rapporterats i minst et dyrforsøg.

7. Retningslinjer for tør anvendelse

Gelatinsvamp skal bruges tør.

Svampen klipper til ønskede størrelse. Svampen appliceres med ett låst tryk mot det blødende området til dess at blodningen stopper.

Udtagning af kontrolleret materialer kan være svært ved hjælp af vasken.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

8. Indikasjoner

Bruk til lokalt hemostatisk tilbehør med tamponadefekt, særlig højt kontroll over kapillær, venær- eller arteriel blødning ved hjælp af kompressjon, ligatur eller andre konventionelle procedurer, antingen er ineffektivt eller opraktisk.

9. Kontraindikasjoner

Overstykning overfor svineprodukt.

\* GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør ikke brukes i luftet af blodet da dette kan have negativ inverknin på helbedselen af sårkanten.

Dette skydes gelatinsvampen og ikke en midstand mot tilhenging af sår.

\* Produkter ikke brukes uten antibiotika i infektede sår.

6. Bivirkninger

\* Det har ikke rapporterats nagra negativa effekter for produktet daen anvants i enighet med denna bruksanvisning og dår overprægning er haft sket.

Billede af vandnadsprægning under ingrep i mellemrævet har rapporterats i minst et dyrforsøg.

7. Retningslinjer for tør anvendelse

Gelatinsvamp skal bruges tør.

Svampen klipper til ønskede størrelse. Svampen appliceres med ett låst tryk mot det blødende området til dess at blodningen stopper.

Udtagning af kontrolleret materialer kan være svært ved hjælp af vasken.

Den leveres i flere styrrelser. Den er pakket enten i (dobbelt) blister, sterilisert med gammabestråling og er udelukkende til engangskjøp.

8. Indikasjoner

Bruk til lokalt hemostatisk tilbehør med tamponadefekt, særlig højt kontroll over kapillær, venær- eller arteriel blødning ved hjælp af kompressjon, ligatur eller andre konventionelle procedurer, antingen er ineffektivt eller opraktisk.

9. Kontraindikasjoner

Overstykning overfor svineprodukt.

\* GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup> bør ikke brukes i luftet af blodet da dette kan have negativ inverknin på helbedselen af sårkanten.

Dette skydes gelatinsv

# GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>

EN

Dry Use Absorbable Gelatin Sponge Hemostat (USP)

1. Product Description  
The GELITA-SPON® RAPID Dry Use Absorbable Gelatin Sponge Hemostat is made of 100% purified gelatin. It is intended for use as topical hemostat. The product's activated capillary function provides hydrophilic properties allowing it to absorb fluid rapidly upon contact. It is insoluble in water and fully absorbable. Its porous structure and interstices enables the product to absorb more than 40 times its own weight of blood and fluids. The absorbative capacity of GELITA-SPON® RAPID is a function of its physical size, increasing as the amount of material increases. In addition, because of its neutral character and nature, it may be used as a carrier for any drug (the product literature for the applicable drug should be consulted for complete prescribing information). It is supplied in several sizes. It is packaged individually in (double) blister, sterilized by means of Gamma Irradiation, and is for single use only.

2. Indications  
Topical hemostat for use as an adjunct to hemostasis by tamponade effect, in particular where control of capillary, venous, and arterio-bleeding, by pressure, ligature, and other conventional procedures, is either ineffective or impractical.

3. Contraindications  
• Hypersensitivity to porcine products.  
• GELITA-SPON® RAPID should not be used in closure of skin incisions as it may interfere with healing of the skin edges. This is due to mechanical interposition of gelatin and not to intrinsic interference with wound healing.  
• The product should not be used without antibiotics in infected wounds.

4. Side effects  
• There have been no reported adverse reactions for product used correctly according to these Instructions for Use and when over-booking is not applied.

5. Directions for use  
Sterile technique should be applied when using GELITA-SPON® RAPID.

The sponge is cut into the desired size. The sponge must be applied to a bleeding area under light pressure until the bleeding stops. When bleeding is controlled, the material can be left in situ; however excess should be removed!

Depending on the method of use and the operation site, the GELITA-SPON® RAPID is totally absorbed in less than 4 weeks. When applied to bleeding nasal, rectal or vaginal mucosa, it liquefies within 2 to 5 days.

Important Notice!  
GELITA-SPON® RAPID is compressed and therefore the gelatin sponge expands with the absorption of fluids. In radical cavities; laminectomy procedures, around or in proximity to foramina in bone; areas of bony spine; the spinal cord; the optic nerve and chiasm; and/or closed sinus spaces with presence of bone. GELITA-SPON® RAPID should be removed when bleeding has stopped, if possible. Failure to do so might result in unintended pressure on neighbouring structures which may cause pain for the patient or could create the potential for nerve damage.

While most reports have been in connection with laminectomy, reports of paralysis have also been received in connection with other procedures.

By absorbing fluid GELITA-SPON® RAPID may expand and impinge on neighbouring structures. Therefore care should be taken to avoid over-packing, particularly within bony canals, as it may lead to interference with normal function and may eventually lead to compression neurosis or surrounding tissue.

In cases of postoperative infection, re-operation may be necessary to remove infected material and allow drainage.

Cell saver  
The use of GELITA-SPON® RAPID with a cell saver is not contraindicated. However, make sure to use proper technique when using GELITA-SPON® RAPID in conjunction with a cell saver. As with other hemostatic agents, GELITA-SPON® RAPID should not be aspirated into autologous blood salvage circuits. The technique currently used to ensure that GELITA-SPON® RAPID is not aspirated into such devices is as follows:

1. Prior to initiating the use of GELITA-SPON® RAPID, remove blood salvaging suction tips from the surgical wound and exchange for a wall suction device.

2. Apply GELITA-SPON® RAPID in suiting the recommendations of the notice d'utilisation jusqu'à ce que l'hémostase soit satisfaisante.

3. Gently irrigate excess GELITA-SPON® RAPID with your preferred irrigation solution, using the wall suction to remove all loosened matrix. All material not removed by gentle irrigation/flushing is incorporated into the clot.

6. General storage and handling  
GELITA-SPON® RAPID should be stored dry in its sealed protective outer packaging at room temperature avoiding contact with direct sunlight.

Remove the product from the sterile package using sterile technique. Prior to opening, the integrity of the sterile barrier should be confirmed. Discard the product if the packaging is damaged.

Any unused contents should be discarded.

The packaging is subject to and conforms to European & International legislation and other applicable standards. The packaging protects the product from external influences and guarantees its sterility during storage.

Do not re-sterilize.

## GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>

NL

Absorbeerbare gelatinespons hemostaat voor droog gebruik (USP)

1. Productbeschrijving  
De GELITA-SPON® RAPID® absorbeerbare gelatinespons hemostaat voor droog gebruik is vervaardigd uit 100% zuivere gelatine. Het is gericht voor gebruik als adjutant hemostat. De geactiveerde capillaire functie van het product zorgt voor hydrofiele eigenschappen waardoor het rechtstreeks voort komt. Het is onoplosbaar in water en volledig absorbeerbaar. De porositeit en dunne laag laten het product toe om meer dan 40 maal zijn eigen gewicht aan bloed en vloeistoffen op te nemen.

1. Prior to initiating the use of GELITA-SPON® RAPID, remove blood salvaging suction tips from the surgical wound and exchange for a wall suction device.

2. Apply GELITA-SPON® RAPID according to the IFU until hemostasis is satisfactory.

3. Gently irrigate excess GELITA-SPON® RAPID with your preferred irrigation solution, using the wall suction to remove all loosened matrix. All material not removed by gentle irrigation/flushing is incorporated into the clot.

6. General storage and handling

GELITA-SPON® RAPID should be stored dry in its sealed protective outer packaging at room temperature avoiding contact with direct sunlight.

Remove the product from the sterile package using sterile technique. Prior to opening, the integrity of the sterile barrier should be confirmed. Discard the product if the packaging is damaged.

Any unused contents should be discarded.

The packaging is subject to and conforms to European & International legislation and other applicable standards. The packaging protects the product from external influences and guarantees its sterility during storage.

Do not re-sterilize.

## GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>

DE

Resorbierbarer Gelatineschwamm Hämостат zum Gebrauch im trockenen Zustand (USP)

1. Produktebeschreibung

Der Gelatineschwamm-Hämостат GELITA-SPON® RAPID wird aus 100% gereinigter Gelatine hergestellt und ist als resorbierbarer Hämостат für verschiedene chirurgische Gebiete gedacht. Die besondere Oberflächenstrukturbehandlung des Schwamms beschleunigt die unmittelbare Flüssigkeitsaufnahme und -bindung bei Kontakt. Er ist in Wasser vollständig resorbierbar.

Durch seine poröse Struktur kann der Schwamm mehr als das 40fache seines Eigengewichts an Blut und Flüssigkeit aufnehmen.

Die Verpackung ist subject to and conforms to European & International legislation and other applicable standards. The packaging protects the product from external influences and guarantees its sterility during storage.

Do not re-sterilize.

## GELITA-SPON® RAPID<sup>3</sup>

IT

Spongia emostatica in gelatina assorbibile per uso a secco (USP)

1. Descrizione del prodotto

La spongia emostatica in gelatina assorbibile per uso a secco GELITA-SPON® RAPID è composta per il 100% di gelatina purificata. È intesa per essere utilizzata come emostatico topico. La funzione capillare attivata dal prodotto già conferisce proprietà idrofiliche permettendo di assorbire i fluidi direttamente per contatto. Non è solubile in acqua ed è completamente assorbibile. La sua struttura porosa e i suoi interstizi permettono al prodotto di assorbire fluidi e sangue oltre 40 volte il proprio peso. La capacità di assorbimento di GELITA-SPON® RAPID non dovrebbe essere nulla in prossimità di incisione sulla pelle in quanto potrebbe interferire con la rimarginazione dei bordi della pelle. Questo è dovuto all'interposizione meccanica della gelatina e non ad un'interruzione intrinseca con la struttura delle ferite.

Il prodotto non dovrebbe essere usato senza antisettici sulle ferite infette.

2. Indicazioni

Der GELITA-SPON® RAPID wird bei und nach operativen Eingriffen verwendet, um durch einen Tamponadeeffekt eine lokale Hämостаз zu erreichen, insbesondere wo die Kontrolle kapillärer, venöser und arterieller Blutungen mittels Druck, Abbinden und anderer konventioneller Verfahren nicht erreicht werden kann.

3. Contraindikationen

• Überempfindlichkeit gegen Produkte von Varkenscorzong.

• GELITA-SPON® RAPID mag nicht gebraucht werden bei Sulfitingen der Huidinioses, omdat het de genezing van de huidrand kan aantasten. Dit ten gevolge van mechanische tussenkomst van gelatine en niet omwille van de intrinsieke belemmering van de wondgenезing.

• Dit product mag niet worden gebruikt zonder antibiotica in geïnfecteerde wonden.

4. Nebenwirkungen

• Bei schwereiner Anwendung sind Nebenwirkungen bisher nicht bekannt, solange kein übermäßiger Einsatz des Produktes (sog. Overpacking) erfolgt.

• Die Bildung einer Gewebegranulation bei Mittelohreingriffen wurde in mindestens einer Tierstudie beobachtet.

5. Anwendung

Bei der Verwendung von GELITA-SPON® RAPID sollte eine sterile Technik benutzt werden.

Der Gelatineschwamm ist für die lokale Anwendung gedacht.

Der Schwamm muss auf den blutenden Bereich mit leichtem Druck aufgebracht werden, bis die Blutung gestoppt ist.

Die Blutung zum Stillstand bringen, kann der Schwamm an der Stelle verbleiben.

Übergeschüttetes Material sollte entfernt werden.

6. Allgemeine Lagerung und Handhabung

GELITA-SPON® RAPID sollte in seiner Originalverpackung trocken, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneninstrahlung geschützt gelagert werden.

Nehmen Sie das Produkt mit einer sterilen Technik aus der sterilen Verpackung. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, dass die Verpackung ungeöffnet und somit steril ist. Entsorgen Sie Produkte mit beschädigter Verpackung.

Entsorgen Sie geöffnete, nicht verwendete Verpackungsreste.

Die Verpackung unterliegt der europäischen, internationalen Gesetzgebung, anderer anzuwendenden Standards und erfüllt diese.

Die Verpackung schützt das Produkt vor äußeren Einflüssen und gewährleistet dessen Sterilität während der Lagerung.

Nicht erneut sterilisieren.

Durch die Aufnahme von Flüssigkeit erholt der Schwamm im Volumen an. Insfern ist darauf zu achten, dass weder zu fest gepackt wird, noch zuviel Material zum Einsatz kommt. Ansoren bestünde die Gefahr einer Durchknospe auf das angrenzende Gewebe.

Bei postoperativen Infektionen kann eine Nachoperation notwendig werden, um das infizierte Material zu entfernen und eine Drainage zu ermöglichen.

Cell Saver

Die Verwendung von GELITA-SPON® RAPID zusammen mit einem Cell Saver ist nicht kontraindiziert. Vergewissern Sie sich aber, dass Sie die richtige Technik bei der gemeinsamen Verwendung von GELITA-SPON® RAPID und einem Cell Saver anwenden. Wie bei anderen Hämостата auch sollte GELITA-SPON® RAPID nicht in den autologen Blutabfuhrerkreislauf gesaugt werden.

Das, was zu vermeiden sein sollte wie folgt:

1. Entfernen Sie die GELITA-SPON® RAPID entfernen Sie die Abluftsaugen aus der Blutabfuhrleitung.

2. Verwenden Sie GELITA-SPON® RAPID mit einem sauerstoffreichen Gasstrom.

3. Spulen Sie das überflüssige GELITA-SPON® RAPID vorichtig mit Ihrer bevorzugten Spülflüssigkeit aus und verwenden Sie die Absaugvorrichtung zum Entfernen des abgesetzten Materials. Das Material, das nicht durch vorsichtiges Spülen entfernt werden kann, wird durch Gammaträumung sterilisiert und ist nur einmaliges Gebrauch bestimmt.

4. Kontraindikationen

• Überempfindlichkeit gegen Produkte von Schweinen.

• GELITA-SPON® RAPID sollte nicht zum verschließen von Hirschfesseln verwendet werden, da es dann die Wundheilung beeinträchtigen könnte.

• Es ist in Wasser vollständig resorbierbar.

5. Anwendung

Bei der Verwendung von GELITA-SPON® RAPID sollte eine sterile Technik benutzt werden.

Der Gelatineschwamm ist für die lokale Anwendung gedacht.

Der Schwamm muss auf den blutenden Bereich mit leichtem Druck aufgebracht werden, bis die Blutung gestoppt ist.

Die Blutung zum Stillstand bringen, kann der Schwamm an der Stelle verbleiben.

Übergeschüttetes Material sollte entfernt werden.

6. Allgemeine Lagerung und Handhabung

GELITA-SPON® RAPID sollte in seiner Originalverpackung trocken, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneninstrahlung geschützt gelagert werden.

Nehmen Sie das Produkt mit einer sterilen Technik aus der sterilen Verpackung. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, dass die Verpackung ungeöffnet und somit steril ist. Entsorgen Sie Produkte mit beschädigter Verpackung.

Entsorgen Sie geöffnete, nicht verwendete Verpackungsreste.

Die Verpackung unterliegt der europäischen, internationalen Gesetzgebung, anderer anzuwendenden Standards und erfüllt diese.

Die Verpackung schützt das Produkt vor äußeren Einflüssen und gewährleistet dessen Sterilität während der Lagerung.

Nicht erneut sterilisieren.

Durch die Aufnahme von Flüssigkeit erholt der Schwamm im Volumen an. Insfern ist darauf zu achten, dass weder zu fest gepackt wird, noch zuviel Material zum Einsatz kommt. Ansoren bestünde die Gefahr einer Durchknospe auf das angrenzende Gewebe.

Cell Saver

Die Verwendung von GELITA-SPON® RAPID zusammen mit einem Cell Saver ist nicht kontraindiziert. Vergewissern Sie sich aber, dass Sie die richtige Technik bei der gemeinsamen Verwendung von GELITA-SPON® RAPID und einem Cell Saver anwenden. Wie bei anderen Hämостата auch sollte GELITA-SPON® RAPID nicht in den autologen Blutabfuhrerkreislauf gesaugt werden.

Das, was zu vermeiden sein sollte wie folgt:

1. Entfernen Sie die GELITA-SPON® RAPID entfernen Sie die Abluftsaugen aus der Blutabfuhrleitung.

2. Verwenden Sie GELITA-SPON® RAPID mit einem sauerstoffreichen Gasstrom.

3. Spulen Sie das überflüssige GELITA-SPON® RAPID vorichtig mit Ihrer bevorzugten Spülflüssigkeit aus und verwenden Sie die Absaugvorrichtung zum Entfernen des abgesetzten Materials. Das Material, das nicht durch vorsichtiges Spülen entfernt werden kann, wird durch Gammaträumung sterilisiert und ist nur einmaliges Gebrauch bestimmt.

4. Kontraindikationen

• Überempfindlichkeit gegen Produkte von Schweinen.

• GELITA-SPON® RAPID sollte nicht zum verschließen von Hirschfesseln verwendet werden, da es dann die Wundheilung beeinträchtigen könnte.

• Es ist in Wasser vollständig resorbierbar.

5. Anwendung

Bei der Verwendung von GELITA-SPON® RAPID sollte eine sterile Technik benutzt werden.

Der Gelatineschwamm ist für die lokale Anwendung gedacht.

Der Schwamm muss auf den blutenden Bereich mit leichtem Druck aufgebracht werden, bis die Blutung gestoppt ist.

Die Blutung zum Stillstand bringen, kann der Schwamm an der Stelle verbleiben.

Übergeschüttetes Material sollte entfernt werden.

6. Allgemeine Lagerung und Handhabung

GELITA-SPON® RAPID sollte in seiner Originalverpackung trocken, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneninstrahlung geschützt gelagert werden.

Nehmen Sie das Produkt mit einer sterilen Technik aus der sterilen Verpackung. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, dass die Verpackung ungeöffnet und somit steril ist. Entsorgen Sie Produkte mit beschädigter Verpackung.

Entsorgen Sie geöffnete, nicht verwend